

Tissue-Tek Prisma® Plus & Tissue-Tek Film®

Sistema automático de coloração e de montagem de lâminas com película

Imagine... a máxima economia de tempo, a suprema flexibilidade e uma fiabilidade excepcional na coloração e montagem de lâminas



continuous innovation for pathology





**A máxima economia de tempo
aliada à flexibilidade suprema
e à excecional fiabilidade**



Tissue-Tek Prisma® *Plus* & Tissue-Tek Film®

O sistema integrado Tissue-Tek Prisma® *Plus* e Tissue-Tek Film® é o padrão de excelência na coloração e montagem de lâminas com película. Isto proporciona uma verdadeira capacidade de funcionamento automático e uma confiança contínua no desempenho e na qualidade, decorrentes da inigualável operacionalidade do sistema.

A flexibilidade da coloração standard e especial num só sistema, com a utilização de tecnologia comprovada de montagem de lâminas com película, faz com que este método seja o mais eficaz em termos de custos na produção de lâminas de elevada qualidade.

Confiança no desempenho e na qualidade:

- Máxima economia de tempo
- Flexibilidade suprema
- Fiabilidade excecional



Solução completa de coloração e montagem de lâminas

Promover no laboratório a confiança que gerir os custos com maior eficiência, conseguindo, ao mesmo tempo, um tempo de resposta rápido, com um fornecimento consistente de lâminas de elevada qualidade, é mais fácil com uma solução completa para coloração e montagem de lâminas. A combinação do sistema Tissue-Tek Prisma® Plus e Tissue-Tek Film® com consumíveis de qualidade, como a película para montagem de lâminas Tissue-Tek® e com uma variedade de serviços de valor acrescentado da Sakura, proporciona ao laboratório esta solução completa.




Máxima economia de tempo

O tempo é determinante. Praticamente todos os laboratórios de histopatologia estão sob pressão relativamente aos tempos de resposta e enfrentam crescentes volumes de trabalho, muitas vezes com pessoal reduzido e com os mesmos ou menores recursos financeiros. O Prisma Plus e Film é o supremo economizador de tempo, libertando o seu pessoal para outras tarefas importantes.

A carga e descarga contínua de múltiplos ciclos sem atrasos no arranque, a confiança num resultado de coloração normalizado e a montagem fiável de lâminas de elevada qualidade permitem o verdadeiro funcionamento automático. Isto diminui o tempo valioso que o utilizador perde em esperas ou no reproprocessamento de lâminas de baixa qualidade. A maior eficiência do programador e a utilização da tecnologia de película para substituir lamelas de vidro e líquidos de montagem reforçam o desempenho já de si formidável, reduzindo os custos e o tempo de manutenção.

A formação dos utilizadores garante que o laboratório está a utilizar e a fazer a manutenção do sistema de forma eficaz, garantindo a elevada qualidade e reduzindo o tempo de resposta das lâminas.





Flexibilidade suprema

Os clientes valorizaram muito as vantagens do sistema integrado de coloração e montagem de lâminas Prisma Film. Isto deve-se à flexibilidade de ter uma única plataforma para efetuar H&E e colorações especiais com facilidade, reduzindo as intervenções manuais, o tempo de manutenção e os custos de assistência.

Para além disso, ter reagentes de eleição, possibilidade de diferentes configurações na disposição dos recipientes de reagentes e programas definidos pelo utilizador, faz deste o equipamento de coloração automático o ideal para uma grande variedade de solicitações e requisitos.

A interface do utilizador melhorada do Prisma Plus permite 50 cores diferentes para a codificação dos recipientes de reagentes. A precisão na troca de reagentes garante uma coloração de elevada qualidade.



Fiabilidade excepcional

O Prisma *Plus* e o Film foram concebidos e construídos para providenciar ao laboratório um sistema de coloração e montagem de lâminas integrado com um elevado nível de confiança e fiabilidade. Garante-se, assim, um volume de trabalho uniforme devido a uma carga contínua, bem como uma coloração de elevada qualidade, lâmina após lâmina. O Prisma *Plus* e Film é conceituado à escala mundial pelo elevado nível de operacionalidade do sistema, inculcando a confiança de que o sistema estará disponível sempre que necessário. Isto consegue-se e mantém-se providenciando um excelente serviço de assistência e manutenção preventiva.

A Sakura melhorou ainda mais a fiabilidade ao introduzir o iSupport para o Prisma *Plus*. Este sistema de monitorização remota em tempo real reduz o impacto negativo de uma avaria dos equipamentos, melhorando a já impressionante taxa de operacionalidade dos sistemas, pois aumenta a rapidez da reparação.



A solução completa na coloração e montagem de lâminas

Soluções completas de coloração e montagem de lâminas dão-lhe a possibilidade de obter serviços de valor acrescentado e consumíveis de qualidade para complementar os sistemas Prisma Plus e Film. Isto garante que o seu laboratório pode alcançar um serviço de coloração e montagem de lâminas de alta qualidade e muito eficiente em termos de custos.

Produtos

- 6172 Tissue Tek Prisma® Plus Standard
- 6173 Tissue Tek Prisma® Plus Especial
- 4742 Equipamento de montagem de lâminas de 220 V 50/60 Hz Tissue-Tek Film®
- 6134 Ligação Prisma e Film

Consumíveis

4770 Película para montagem de lâminas



Portefólio completo de lâminas para microscópio

A Sakura oferece uma vasta gama de lâminas para microscópio para utilização diária em IHC/ISH, adequadas para todas as situações.

As lâminas para microscópio Tissue-Tek® estão disponíveis como:

- Não adesivas
- Adesivas
- Adesivas avançadas



Consulte Sakura.eu para obter mais informação sobre as lâminas disponíveis.

Serviços Sakura

A gama de serviços de histopatologia da Sakura foi concebida para o ajudar a si e ao seu laboratório a responder aos desafios no dia-a-dia. Isto vai permitir o posicionamento ideal do seu laboratório num mundo competitivo e colocá-lo à frente do seu tempo. Complementando os instrumentos e consumíveis de elevada qualidade pelos quais somos reconhecidos, os nossos serviços ajudam-no a tornar-se mais eficiente, a reduzir os seus tempos de resposta e a melhorar a qualidade do seu trabalho.



Financial Solution



User Training



Service Agreement



Express Delivery



Workflow Consultancy

Consulte sakura.eu/services

Consulte o nosso website www.sakura.eu

Sakura Finetek Europe B.V., Flemingweg 10A, 2408 AV Alphen aan den Rijn,
P.O. Box 362, 2400 AJ Alphen aan den Rijn, The Netherlands

