

Tissue-Tek Xpress® x120

Procesador rápido de tejidos

Imagínese... un procesamiento rápido y continuo para un flujo de trabajo optimizado



continuous innovation for pathology



**Trabaje de forma continua,
segura y estandarizada
a la vez que acelera el
procesamiento de tejidos.**

Tissue-Tek Xpress® x120

El procesador rápido de tejidos Tissue-Tek Xpress® x120 de Sakura es el único instrumento del mercado que ofrece un procesamiento continuo de tejidos para optimizar el flujo de trabajo histológico.

SMART Automation

El Tissue-Tek Xpress x120 forma parte del concepto SMART Automation de Sakura, que automatiza el trabajo manual y crea un flujo continuo en todo el laboratorio, lo que le ayuda a ofrecer un diagnóstico preciso y rápido para optimizar el éxito del tratamiento.

¿Desea eliminar el trabajo innecesario y repetitivo del personal de su laboratorio para que puedan centrarse en lo que realmente importa? La última innovación de Sakura, el sistema de transferencia automatizada Tissue-Tek SmartConnect® conecta el Tissue-Tek Xpress x120 con el sistema de inclusión automatizada Tissue-Tek AutoTEC® a120 para ayudar a aumentar la eficiencia de su laboratorio.








Carga continua para un flujo de trabajo inigualable

El Tissue-Tek Xpress *x120* ofrece un procesamiento continuo, lo que lleva a un flujo de trabajo optimizado en su laboratorio.

- Cargue de forma continua hasta 40 casetes cada 20 minutos para eliminar cuellos de botella.
- Cree un flujo uniforme de casos a lo largo del día para hacer que la carga de trabajo sea manejable.
- Sin necesidad de ciclos de limpieza entre cada ciclo, lo que reduce el tiempo de inactividad del instrumento y aumenta el rendimiento diario.



Procesamiento estandarizado y de alta calidad

El Tissue-Tek Xpress *x120* es el punto de partida de un flujo continuo en su laboratorio y proporciona un tejido procesado uniforme y superior.

- Dos protocolos estandarizados permiten un procesamiento rápido y continuo tanto de la biopsia como de tejidos más grandes.
- Reactivos respetuosos a nivel molecular que proporcionan una morfología y detalles nucleares excelentes.



Seguridad del usuario

El Xpress *x120* está diseñado para ofrecer simplicidad al proporcionar un funcionamiento con un solo toque, un mantenimiento mínimo para el usuario y un entorno de trabajo seguro.

- Los reactivos sin xileno ni formalina favorecen un entorno de trabajo menos peligroso.
- Los reactivos listos para usar hacen que el intercambio de reactivos sea rápido, sencillo y sin errores.

Kit de reactivos Xpress x120 y Xpress Solución para preprocesamiento

El kit de reactivos Xpress® x120 es un kit completo que contiene reactivos con el volumen correcto para su uso en las cuatro retortas. No se necesitan diluciones ni vertidos preparados. Esto minimiza el riesgo de errores relacionados con los reactivos.


La solución de preprocesamiento Tissue-Tek Xpress® prepara la muestra cargada para los pasos posteriores que tienen lugar en las retortas del Xpress x120. Esto simplifica y acelera el paso de procesamiento.

Conectar a los profesionales con la tecnología

La implementación de nuevas tecnologías en su laboratorio conlleva retos únicos. El mayor reto es que la gente participe del cambio.

Con Sakura Bridge, nuestro servicio de implementación, le ayudamos a alcanzar sus objetivos, obtener resultados de laboratorio óptimos y sacar el máximo partido del Xpress x120.

Nuestro equipo de expertos le ofrece una gama de herramientas para facilitar a sus profesionales el uso del Xpress x120. Un taller de fijación, por ejemplo. Aquí, su personal aprende a fijar el tejido de forma óptima. Esto aumenta la calidad de entrada a Xpress x120, lo que se traduce en la entrega de los mejores casetes procesados.



Bridge

Sakura Bridge aumenta la eficiencia de su laboratorio integrando a la perfección las soluciones de automatización SMART Automation Tissue-Tek AutoTEC® a120, Tissue-Tek Xpress® x120, Tissue-Tek SmartConnect® y Tissue-Tek Genie®.

Nuestros consultores expertos trabajarán estrechamente con su equipo para optimizar los flujos de trabajo, minimizar los retrasos y estandarizar los procedimientos.

Desde la planificación previa a la instalación hasta la asistencia posterior a la implantación, Sakura Bridge garantiza una transición fluida y el éxito a largo plazo.

Con una orientación personalizada y una optimización continua, le ayudamos a conseguir un mayor rendimiento, tiempos de respuesta más cortos y un laboratorio más productivo, preparado para las exigencias actuales y los retos futuros.







Visitenos en sakura.com