

Tissue-Tek Prisma® Plus e Tissue-Tek® Glas™ g2

Coloratore automatico di vetrini e montavetrini automatico in vetro


*Immagina... una colorazione flessibile
e un montaggio rapido e automatico
con coprioggetto in vetro che consentono
di risparmiare tempo prezioso*



continuous innovation for pathology



**Garantiamo la velocità
e la qualità necessarie
in laboratorio**



Tissue-Tek Prisma® *Plus* e Tissue-Tek® Glas™ *g2*

Le sfide che i laboratori di patologia si trovano ad affrontare, a causa della necessità di tempi di consegna più brevi, dell'aumento del carico di lavoro, spesso con personale ridotto, e della pressione finanziaria sulle risorse, creano l'esigenza di soluzioni che permettano ai professionisti della patologia di fornire una diagnosi accurata e veloce per il successo ottimale del trattamento.

Il sistema integrato Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* offre ai patologi un'elevata affidabilità, velocità e flessibilità nella colorazione e nella copertura con coprioggetto in vetro. Un unico sistema completamente automatizzato per colorazioni speciali e di routine, con lettura opzionale dei codici a barre per la tracciabilità e la copertura con vetro.

Sicurezza nel processo di colorazione e del montaggio dei vetrini:

- Risparmio di tempo
- Affidabilità attendibile
- Flessibilità e versatilità

Grande risparmio di tempo

Grazie all'integrazione di Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2*, gli utenti possono posizionare uno o più rack di vetrini nel coloratore, avviare il processo e dedicarsi ad altre attività. I vetrini vengono poi colorati e coperti automaticamente.

Il sistema integrato Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* aumenta la produttività e ottimizza l'efficienza della manodopera in laboratorio. L'integrazione è il collegamento tra l'area di colorazione e il montaggio dei vetrini che sposta automaticamente i vetrini dal coloratore al montavetrini. Il caricamento continuo di più corse, l'affidabilità di un risultato di colorazione standardizzato e il montaggio dei vetrini di alta qualità forniscono vere e proprie capacità di funzionamento non assistito.

La User Training aiuta il personale a utilizzare e a effettuare la manutenzione del sistema in modo efficiente e quindi a produrre vetrini di alta qualità con tempi di consegna più rapidi.







La soluzione non assistita

I clienti hanno apprezzato molto la comodità offerta dal sistema di colorazione e montaggio integrato Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2*. Ciò è dovuto alla flessibilità di avere un'unica piattaforma per eseguire facilmente colorazioni con ematossilina ed eosina e colorazioni speciali, riducendo il tempo di lavoro e la manutenzione.

Inoltre, la possibilità di scegliere i reagenti, le configurazioni dei contenitori dei reagenti fino a 9 programmi personalizzabili per specificare la velocità, le dimensioni dei vetrini coprioggetto e i volumi usati del mezzo di montaggio aumenta la flessibilità della soluzione.

L'interfaccia migliorata di Tissue-Tek Prisma *Plus* dispone di 50 colori diversi per codificare i contenitori dei reagenti. Ciò consente colorazione e il montaggio dei vetrini di alta qualità.

Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* forniscono un processo di colorazione e montaggio dei vetrini senza precedenti con una produttività di 420 vetrini all'ora. Il sistema consente un flusso di lavoro efficiente con molteplici capacità di carico all'ora.

Tissue-Tek Prisma *Plus* è il vostro partner flessibile per la colorazione in laboratorio, con una gamma di configurazioni di colorazione speciale e di routine.

Affidabilità attendibile

Il sistema Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* consente una colorazione speciale e di routine affidabile e di alta qualità. La qualità può essere ulteriormente migliorata attraverso protocolli ottimizzati dal nostro supporto applicativo specializzato Sakura. Il sistema di tracciabilità integrato opzionale tramite la lettura di codici a barre migliora la garanzia di qualità del laboratorio.

Sakura supporta costantemente il vostro laboratorio con iSupport per il sistema Tissue-Tek Prisma *Plus*. Questo sistema di monitoraggio remoto in tempo reale è progettato per ridurre l'impatto negativo del guasto dello strumento e migliorare la velocità di riparazione.

Sicurezza per l'utente

Tissue-Tek® Tissue-Clear® è un sostituto dello xilene che si differenzia in quanto non irrita la pelle o la mucosa ed è inodore. La sua bassa infiammabilità lo rende anche più sicuro. Tissue-Tek Tissue-Clear è compatibile con

Tissue-Tek® Glas™ Tissue-Mount™ per la copertura con vetro. Utilizzando Tissue-Tek® Tissue Clear® nel tuo protocollo di colorazione e Tissue-Tek Glas Tissue-Mount per il montaggio dei vetrini, la sicurezza degli operatori all'interno del laboratorio sarà migliorata e si otterrà una qualità costante dei vetrini colorati e coperti.

Soluzione completa di colorazione e montaggio dei vetrini

Combinare Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* con materiali di consumo come Tissue-Tek® Glas™ *g2* Coverslips & Easy Holder per un'integrazione perfetta dalla colorazione all'asciugatura del vetrino. I supporti pre-riempiti dei coprioggetto consentono di ricaricare i coprioggetto in vetro in modo semplice ed efficiente e riducono la probabilità di errori dovuti a coprioggetto attaccati.

La combinazione di Tissue-Tek Prisma *Plus* e Tissue-Tek Glas *g2* con i materiali di consumo e i Servizi Sakura amplifica ulteriormente l'affidabilità, la sicurezza e la qualità e permette di ottenere una soluzione completa di colorazione e montaggio dei vetrini per il laboratorio.





Visitate il sito sakura.com

Sakura Finetek Italia S.r.l., Viale Ancona, 26, 30172 Mestre (VE), Italia - Società a socio unico
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Sakura Finetek Europe BV

