
Tissue-Tek Genie®

Système de coloration avancé

*Imaginez... pouvoir vous fier au diagnostic
de chaque lame, à chaque fois*



continuous innovation for pathology



**Fournir des lames optimales
avec un temps d'exécution
prévisible, en utilisant un
seul protocole standardisé**



Tissue-Tek Genie®

La coloration avancée étant de plus en plus complexe, il existe donc de nombreuses variations et combinaisons pour obtenir la bonne qualité de coloration. Ainsi, une lame sur trois n'est pas de qualité suffisante pour poser un bon diagnostic.¹

En tenant compte du parcours du patient, il est essentiel de donner aux pathologistes les moyens de se fier à chaque lame pour poser le bon diagnostic. Imaginez une solution vous permettant de charger n'importe quelle lame à tout moment sur n'importe quelle station. Avec un temps d'exécution prévisible et une assistance numérique en ligne via Genie Online. Vous permettant de garder le contrôle et de maîtriser votre flux de travail quotidien et la gestion de vos stocks.

Optimal et unique – Simplifiez-vous la vie

Découvrez le système de coloration avancé de nouvelle génération. Découvrez comment le Tissue-Tek Genie® peut gérer des cas dans un temps d'exécution prévisible, en utilisant notre protocole standard unique et en atteignant une qualité de coloration optimale sur l'ensemble de la gamme d'anticorps de Sakura.

¹ Nielsen, S., Bzorek, M., Vyberg, M. et Røge, R. (2022). Lessons Learned, Challenges Taken, and Actions Made for "Precision" Immunohistochemistry. Analysis and Perspectives From the NordiQC Proficiency Testing Program. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, Publication précédant l'impression. <https://doi.org/10.1097/pai.000000000000107>







Résultats de qualité optimale

- Large gamme de plus de 130+ anticorps optimaux prêts à l'emploi pour le protocole Genie standardisé.
- Les capsules à usage unique réduisent les erreurs et le temps de préparation en éliminant la dilution et en réduisant le temps de vérification des anticorps.
- Le processus de validation avancé avec un organisme d'assurance qualité externe de renommée mondiale assure une qualité optimale pour l'ensemble de notre gamme d'anticorps.



Processus optimal

- Oubliez le tri ou le regroupement fastidieux des lames. Grâce aux stations de coloration totalement autonomes, vous pouvez traiter 30 lames avec différents anticorps et sondes en même temps et à tout moment.
- Avec un temps d'exécution standard unique de 2 heures et 45 minutes, le Genie offre un temps d'exécution rapide et prévisible sans compromis.
- Le flux de travail des lames monobloc élimine le temps d'attente pour regrouper les lames, ce qui permet une véritable gestion basée sur les cas.
- Lancez l'IHC et l'ISH en même temps pour une approche centrée sur les cas, sans prolonger le temps d'exécution. Cela permet une livraison le jour même pour toutes les lames. Le système fermé combiné aux sondes et anticorps prêts à l'emploi réduit les tests développés en laboratoire, ce qui facilite la conformité avec à l'IVDR.



Partenariat optimal

- Faites confiance à la gestion des stocks, acceptez plus facilement les nouveaux biomarqueurs et supervisez la documentation critique et éducative avec GenieOnline.
- L'équipe de conseil en mise en œuvre travaille avec le client pour établir une vérification rapide et efficace des marqueurs.
- Système conforme à la réglementation IVDR utilisant des anticorps prêts à l'emploi et des protocoles standardisés réduisant le temps nécessaire à la validation.

Faire le lien entre les professionnels et la technologie

Un partenariat avec Sakura pour faire le lien entre les professionnels et la technologie tout en leur apportant un soutien. Nos experts fournissent des conseils et des directives approfondis pour une implémentation parfaite afin de vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous savons que l'implémentation de nouvelles technologies dans votre laboratoire s'accompagne de défis uniques. L'un des défis les plus importants est d'amener les personnes à suivre la voie du changement. Grâce à Sakura Bridge, notre service d'implémentation, nous vous permettons d'atteindre vos objectifs, d'obtenir des résultats de laboratoire optimaux et de tirer le meilleur parti de vos solutions de bout en bout.

Notre équipe d'experts vous propose une gamme d'outils pour aider vos professionnels à utiliser le Genie :

- Avec GenieOnline, vous contrôlez la gestion des stocks et les opérations quotidiennes. Rationalisez votre flux de travail et suivez votre productivité en toute simplicité. Permettez une collaboration harmonieuse entre votre Genie et votre laboratoire. De plus, GenieOnline fournit un accès éducatif à la base de données des connaissances pour le contenu scientifique le plus récent.
- Tissue-Tek iSupport permet une surveillance en ligne continue et à distance des éléments et des fonctionnalités de votre système. Permet des réparations plus rapides et une meilleure compréhension de votre flux de travail. Réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité.



Bridge

Sakura Bridge permet d'augmenter l'efficacité de votre laboratoire en intégrant de manière transparente les solutions, tel que SMART Automation Tissue-Tek AutoTEC® a120, Tissue-Tek Xpress® x120, Tissue-Tek SmartConnect® et Tissue-Tek Genie®.

Nos experts travailleront en étroite collaboration avec votre équipe pour optimiser les flux de travail et minimiser les retards, cela en standardisant les procédures.

De la planification avant installation, jusqu'à l'assistance après la mise en route, Sakura Bridge assure la transition en douceur pour un succès à long terme.

Grâce à des conseils personnalisés et à une optimisation continue, nous vous aidons à atteindre le débit le plus élevé, avec des délais d'exécution plus courts et cela afin d'obtenir un laboratoire encore plus productif - Nous sommes prêt à répondre aux demandes d'aujourd'hui pour relever les défis de demain.







Consultez notre site Internet à l'adresse www.sakura.com