

Kit di colorazione Tissue-Tek® H&E

*La tecnologia Sakura per
una colorazione chiara e uniforme*



continuous innovation for pathology






Kit di colorazione Tissue-Tek® H&E


La tecnica di colorazione che prevede l'uso di ematossilina ed eosina (H&E) è la più diffusa nella patologia di routine per la diagnosi medica. Tuttavia, la colorazione H&E non è standardizzata. La qualità dei coloranti H&E utilizzati e l'uniformità della colorazione variano a seconda del tipo di ematossilina, del protocollo utilizzato in laboratorio e dell'età dei reagenti. Il kit di colorazione pronto all'uso Tissue-Tek H&E di Sakura è stato sviluppato appositamente per Tissue-Tek Prisma *Plus*, per assicurare una colorazione chiara e uniforme in laboratorio

Colorazione chiara e uniforme


Il protocollo consigliato Sakura® H&E per Prisma *Plus* riduce al minimo le variazioni di processo e garantisce vetrini chiari a colorazione rapida che promuovono una diagnosi accurata. Il kit H&E è prodotto nel rispetto di un rigoroso controllo qualità così da garantire risultati di colorazione chiari e uniformi. Un solo kit può colorare fino a 2.500 vetrini.




Colon



Pelle



Placenta



Rene

Soluzione con ematossilina bicomponente



Abbiamo sviluppato un esclusivo sistema di miscelazione a due soluzioni contenente ematossilina e un ossidante. Grazie a esso, l'utente può determinare la data di preparazione della soluzione colorante, per una qualità costante del colore, eliminando il rischio che l'intensità di colorazione diminuisca nel tempo.

Miscelando le due soluzioni almeno 24 ore prima dell'uso, è possibile preparare la colorazione in qualsiasi momento controllandone facilmente l'intensità. Con la soluzione miscelata si ottengono vetrini dalla colorazione chiara e uniforme.

¹ Per il protocollo consigliato contattare il rappresentante Sakura locale.

Kit di colorazione Tissue-Tek H&E

- Qualità, efficienza e velocità di colorazione costanti*
- Soluzione bicomponente
- Volume sincronizzato per l'utilizzo singolo nel serbatoio standard Prisma *Plus*
- Gestione reagenti tramite codice a barre

* Se utilizzato insieme alla funzione di gestione della quantità di vetrini.



Codice a barre per la gestione dei reagenti

Ogni componente e kit H&E prevede un codice a barre che consente la scansione del numero di lotto e della data di scadenza. La possibilità di collegare un lettore di codici a barre a Prisma *Plus* garantisce la tracciabilità dei risultati di colorazione. Il rapporto sulla colorazione ora comprende informazioni sulla gestione dei reagenti, come ad esempio il nome della soluzione, la data di scadenza e il numero di lotto, stampate sul codice a barre della confezione.

Volume sincronizzato per l'utilizzo singolo

La confezione della soluzione colorante contiene quantità monouso ottimali per un serbatoio soluzioni standard Prisma *Plus*.



Visitate sakura.com

Sakura Finetek Italia S.r.l., Viale Ancona, 26, 30172 Mestre (VE), Italia - Società a socio unico
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Sakura Finetek Europe B.V.

