

Tissue-Tek Xpress® x120

Automate d'imprégnation
rapide des tissus

*Imaginez... un traitement
rapide et continu pour un flux
de travail rationalisé*



continuous innovation for pathology



**Travaillez de manière
continue, sécurisée
et standardisée tout en
accélérant le traitement
des tissus.**



Tissue-Tek Xpress® x120

L'automate d'imprégnation rapide des tissus Tissue-Tek Xpress® x120 de Sakura est le seul instrument sur le marché à offrir un traitement des tissus continu pour rationaliser le flux de travail histologique.

SMART Automation

Le Tissue-Tek Xpress x120 fait partie du concept SMART Automation de Sakura qui automatise le travail manuel et crée un flux continu dans tout le laboratoire, vous aidant à fournir un diagnostic précis et rapide pour optimiser la réussite du traitement.

Souhaitez-vous éliminer les tâches inutiles et répétitives de votre personnel de laboratoire afin qu'il puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment ? Dernière innovation de Sakura, le système de transfert automatisé Tissue-Tek SmartConnect® connecte le Tissue-Tek Xpress x120 au système d'enrobage automatisé Tissue-Tek AutoTEC® a120 pour augmenter l'efficacité de votre laboratoire.








Chargement continu pour un flux de travail inégalé

Le Tissue-Tek Xpress x120 offre un traitement continu, ce qui permet de rationaliser le flux de travail dans votre laboratoire.

- Chargement de 40 cassettes toutes les 20 minutes pour éliminer les goulots d'étranglement.
- Création d'un flux régulier de cas tout au long de la journée pour rendre la charge de travail gérable.
- Pas besoin de procéder à des cycles de nettoyage entre les cycles, ce qui réduit les temps d'arrêt des instruments et augmente le rendement quotidien.



Traitement standardisé et de haute qualité

Le Tissue-Tek Xpress x120 est le point de départ d'un flux continu dans votre laboratoire et fournit des tissus homogènes et de qualité supérieure.

- Deux protocoles standardisés permettent un traitement rapide et continu des biopsies et des tissus plus volumineux.
- Les réactifs moléculaires fournissent d'excellents détails phlogiques et nucléaires.



Sécurité de l'utilisateur

Le Xpress x120 est conçu pour être simple d'utilisation grâce à un fonctionnement à une touche, une maintenance minimale par l'utilisateur et un environnement de travail sûr.

- Les réactifs sans xylène ni formol favorisent un environnement de travail moins dangereux.
- Les réactifs prêts à l'emploi rendent l'échange de réactifs rapide, simple et sans erreur.

Kit de réactifs Xpress x120 et Solution de prétraitementXpress

Le kit de réactifs Xpress® x120 est un kit complet qui contient des réactifs en volume correct pour une utilisation dans les quatre cuves. Pas de dilutions ni de versements nécessaires. Cela minimise le risque d'erreurs liées aux réactifs.

La solution de prétraitement Tissue-Tek Xpress® prépare l'échantillon chargé pour les étapes suivantes qui ont lieu dans les cuves du Xpress x120. Cela simplifie et accélère l'étape de traitement.

Faire le lien entre les professionnels et la technologie

La mise en œuvre de nouvelles technologies dans votre laboratoire présente des défis uniques. Le plus grand défi est d'amener les gens à accepter le changement.

Grâce à Sakura Bridge, notre service de mise en œuvre, nous vous permettons d'atteindre vos objectifs, d'obtenir des résultats de laboratoire optimaux et de tirer le meilleur parti du Xpress x120.

Notre équipe d'experts vous propose une gamme d'outils pour aider vos professionnels à utiliser le Xpress x120. Un atelier de fixation, par exemple. Votre personnel apprend ici comment fixer les tissus de manière optimale. Cela augmente la qualité d'entrée dans le Xpress x120, ce qui se traduit par la livraison des meilleures cassettes traitées.



Bridge

Sakura Bridge permet d'augmenter l'efficacité de votre laboratoire en intégrant de manière transparente les solutions, tel que SMART Automation Tissue-Tek AutoTEC® a120, Tissue-Tek Xpress® x120, Tissue-Tek SmartConnect® et Tissue-Tek Genie®.

Nos experts travailleront en étroite collaboration avec votre équipe pour optimiser les flux de travail et minimiser les retards, cela en standardisant les procédures.

De la planification avant installation, jusqu'à l'assistance après la mise en route, Sakura Bridge assure la transition en douceur pour un succès à long terme.

Grâce à des conseils personnalisés et à une optimisation continue, nous vous aidons à atteindre le débit le plus élevé, avec des délais d'exécution plus courts et cela afin d'obtenir un laboratoire encore plus productif - Nous sommes prêt à répondre aux demandes d'aujourd'hui pour relever les défis de demain.







Consultez notre site Internet à l'adresse www.sakura.com